







Fiche technique REF 68.83.84A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.83.84A	Urgence Vis rouge auto-coupant 1.9x4mm Ti Mikro Easy Grip P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826345228
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.9x4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		