








Fiche technique REF 68.84.00

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|
| Référence | 68.84.00 | Kretschmer Broche de référence 20mm | |
| Unité de vente | boîte/10 | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 46640 | GTIN | 04046826124786 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 12-443 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,010 | Mode d'emploi | G688400 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 20mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |