







## Fiche technique REF 68.84.24A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.84.24A	Plaque de blocage 6 trous angulé moyen Fracture2.0mm Ti Mini	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826345334
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		