



Fiche technique REF 68.84.29

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.84.29	Vis de protection contre la flexion en croix p 2.0 Plaques de blocage 2.0	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90189084
GMDN	47748	GTIN	04046826409357
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-146
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))