







## Fiche technique REF 68.84.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.84.35	Modèle de pliage 8 trous angulé moyen Fracture2.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	46479	GTIN	04046826308513
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-645
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	2.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.0255 (Al 99,5%)		