



Fiche technique REF 68.85.66A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.85.66A	Urgence Vis à tête cruciforme rouge auto-coupant 1.9x6mm Ti Mikro P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826346157
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	1.9x6mm	Revêtement	
------------	---------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))