







Fiche technique REF 68.87.00A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.87.00A	Plaque de maille 125x203x0.4mm Ti Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	46580	GTIN	04046826346911
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	125x203x0.4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7025 (ASTM_Grade_1)		