







## Fiche technique REF 68.87.00

11.12.2025

| Données générales   |                                  |   |                |
|---|----------------------------------|---|----------------|
| Référence   | 68.87.00                         | Plaque de maille 125x203x0.4mm Ti Mikro |                |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                           | 90211090       |
| GMDN  | 46580                            | GTIN                                    | 04046826304331 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)                      | Code UMDNS                              | 13-050         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                       | Base UDI-DI                             |                |
| Poids (kg)  | 0,000                            | Mode d'emploi                           | G687004        |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement            | MPK06          |
|    |                                  |   |                |
| Medicon médias  |                                  |   |                |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                         |                |
|   |                                  |   |                |
| Dimensions  | 125x203x0.4mm                    | Revêtement                              |                |
| Conditions de stockage  |                                  |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |   |                |
| Matériaux   |                                  |   |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |   |                |
| Partie principale   | 3.7025 (ASTM_Grade_1)            |   |                |