







## Fiche technique REF 68.87.40A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.87.40A	plaque gauche Pont Rigide 7.5mm Ti Mikro L	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826417390
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	7.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		