







## Fiche technique REF 68.88.07

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.88.07	Distracteur mandibulaire horizontal pour le côté gauche 25mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826126056
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-291
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,061	Mode d'emploi	G688802
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	25mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vis	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Autres	3.7035 (ASTM_Grade_2)		