








## Fiche technique REF 68.88.63

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.88.63	Transantral distracteur maxillaire p sur la gauche 25mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826304171
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-291
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G688862
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distract intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 451.08.22 (prospectus distract transant p machoire supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	25mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vis	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Autres	3.7035 (ASTM_Grade_2)		