



Fiche technique REF 68.88.84

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.88.84	plaque d'ancrage diastale avec hexagonal Vis de fixation	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466282
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-291
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G688882
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		