





Fiche technique REF 68.88.87

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.88.87	Clé d'activation gauche for 68.88.83	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826466305
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Poids (kg)	0,033	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		