







## Fiche technique REF 68.90.24

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.90.24	plaque de compression 4 trous long Ti Mini	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826126247
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
<b>Conditions de stockage</b>			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
<b>Matériaux</b>			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		