







## Fiche technique REF 68.90.62

11.12.2025

| Données générales   |                                  |                                     |                |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Référence   | 68.90.62                         | plaque de compression court Ti Mini |                |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                       | 90211090       |
| GMDN  | 46642                            | GTIN                                | 04046826126322 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)                      | Code UMDNS                          | 13-050         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                       | Base UDI-DI                         |                |
| Poids (kg)  | 0,009                            | Mode d'emploi                       | G687004        |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement        | MPK06          |
|    |                                  |                                     |                |
| Medicon médias  |                                  |                                     |                |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                     |                |
|   |                                  |                                     |                |
| <b>Conditions de stockage</b><br>Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |                                  |                                     |                |
| <b>Matériaux</b>  |                                  |                                     |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |                                     |                |
| Partie principale   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)            |                                     |                |