







Fiche technique REF 68.91.23A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.91.23A	plaque droite 2x6 trous0.55mm Ti CMS L	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826348687
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	G689000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	0.55mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		