






## Fiche technique REF 68.92.15A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.92.15A	Vis à tête cruciforme gris auto-coupant 1.2x8mm Ti CMS P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378554
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1.2x8mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		