






Fiche technique REF 68.92.17A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.92.17A	Vis à tête cruciforme gris auto-coupant 1.2x12mm Ti CMS P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378592
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1.2x12mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		