






## Fiche technique REF 68.92.18A

11.12.2025

| Données générales   |                                     |   |                |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Référence   | 68.92.18A                           | vis d'urgence à tête croisée rouge auto-coupant 1.4x3mm Ti CMS P/10 |                |
| Unité de vente  | boîte/10                            | No. de douane   | 90211090       |
| GMDN  | 61837                               | GTIN  | 04046826378615 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)                         | Code UMDNS  | 16-101         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI   |                |
| Poids (kg)  | 0,000                               | Mode d'emploi   | G689000        |
| Sans latex  | non applicable                      | Instructions de retraitement  | MPK06          |
|    |                                     |   |                |
| Medicon médias  | 453.12.00 (Epiplating )             |   |                |
| Image principale  |                                     | Image détaillée   |                |
|   |                                     |   |                |
| Dimensions  | 1.4x3mm                             | Revêtement  |                |
| Conditions de stockage  |                                     |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                     |   |                |
| Matériaux   |                                     |   |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)    |   |                |
| Partie principale   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |   |                |