






## Fiche technique REF 68.92.19A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.92.19A	vis d'urgence à tête croisée rouge auto-coupant 1.4x5mm Ti CMS P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378639
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating )		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1.4x5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		