






Fiche technique REF 68.92.20A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.92.20A	vis d'urgence à tête croisée rouge auto-coupant 1.4x7mm Ti CMS P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378653
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1.4x7mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		