







Fiche technique REF 68.92.26A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.92.26A	Vis gris auto-coupant 1.2x6mm Ti CMS Easy Grip P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349264
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	G689000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.2x6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		