



Fiche technique REF 68.92.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.92.44	La lame de tournevis pour la vis Easy Grip CMS en titane 55mm Ti CMS	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826126957
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	55mm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)