





## Fiche technique REF 68.92.94

11.12.2025

| Données générales  |                                  |   |                |
|--|----------------------------------|---|----------------|
| Référence  | 68.92.94                         | Stryker Foret hélicoïdal avec blanc Anneau Ø 0.9x3mm 45mm |                |
| Unité de vente   | pièce                            | No. de douane   | 90184910       |
| GMDN   | 10520                            | GTIN  | 04046826340094 |
| Classe de risque   | 2a (EU MDD)                      | Code UMDNS  | 11-341         |
| Classification   | 6 (EU MDD)                       | Base UDI-DI   |                |
| Poids (kg)   | 0,000                            | Mode d'emploi   | G930100        |
| Sans latex   | non applicable                   | Instructions de retraitement                              | MPK02          |
|   |                                  |   |                |
| Medicon médias   |                                  |   |                |
| Image principale   |                                  | Image détaillée   |                |
|  |                                  |   |                |
| Dimensions   | Ø 0.9x3mm 45mm                   | Revêtement  |                |
| Conditions de stockage   |                                  |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                       |                                  |   |                |
| Matériaux  |                                  |   |                |
|  | N° de matériau (Désignation DIN) |   |                |
| Partie principale  | 1.4112 (X90CrMoV18)              |   |                |