






## Fiche technique REF 68.93.34A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.93.34A	Urgence Vis à tête cruciforme profil bas rouge 1.9x4.0mm Ti Mikro	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826426026
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689300
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1.9x4.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165_G23 (ASTM_Grade_5_G23_TIAI6V4_(ELI))		