







Fiche technique REF 68.93.51A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.93.51A	Clé de la tête de perçage moyen profil bas 18.5mm Ti Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826416942
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689300
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		