







Fiche technique REF 68.93.53

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.93.53	Dr Masel Shunt plaque profil bas 18.5mm Ti Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826379940
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689300
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	453.32.00 (FlexiTrac - Système écarteur abdominal Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		