






## Fiche technique REF 68.94.01L

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.01L	Vis à tête cruciforme gris auto-coupant 2.0x5.5mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826470418
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	15-766
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004L
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.0x5.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		