



## Fiche technique REF 68.94.02A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.02A	Vis à tête cruciforme gris auto-coupant 2.0x7.0mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349486
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distract intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire) 453.06.00_DEU (Hybrid Système de plaques allemand Brochure) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ENG Brochure) 453.06.00_ESP (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ESP Brochure) 453.12.00 (Epiplating )		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.0x7.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		