






## Fiche technique REF 68.94.04A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.04A	Vis à tête cruciforme gris auto-coupant 2.0x11mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349523
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.0x11mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		