



Fiche technique REF 68.94.09A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.09A	Urgence Vis à tête cruciforme rouge auto-coupant 2.3x5.5mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349622
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire) 453.06.00_DEU (Hybrid Système de plaques allemand Brochure) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ENG Brochure) 453.06.00_ESP (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ESP Brochure) 453.12.00 (Epiplating)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	2.3x5.5mm	Revêtement	
------------	-----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))