



Fiche technique REF 68.94.10L

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.10L	Urgence Vis à tête cruciforme rouge auto-coupant 2.3x7.0mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826470845
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,006	Mode d'emploi	G687004L
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias

Image principale

Image détaillée

Dimensions

2.3x7.0mm

Revêtement

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

N° de matériau (Désignation DIN)

Partie principale

3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))