



Fiche technique REF 68.94.12A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.12A	Urgence Vis à tête cruciforme rouge auto-coupant 2.3x19mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349684
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias	451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	2.3x19mm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))