








## Fiche technique REF 68.94.31B

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.31B	Vis gris auto-coupant 2.0x10mm IMF P/5	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826397722
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687790
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	2.0x10mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		