







## Fiche technique REF 68.94.60A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.60A	Urgence Vis à tête cruciforme rouge auto-coupant 2.7x7mm Ti P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826350093
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.7x7mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		