



Fiche technique REF 68.94.91A

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------|
| Référence | 68.94.91A | Vis à tête cruciforme avec fermeture or auto-coupant 2.0x11mm Ti Mini P/10 | |
| Unité de vente | boîte/10 | No. de douane | 90211090 |
| GMDN | 61837 | GTIN | 04046826350444 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 16-101 |
| Classification | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | G689480 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK06 |



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|----------|------------|--|
| Dimensions | 2.0x11mm | Revêtement | |
|------------|----------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |