



## Fiche technique REF 68.94.94A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.94.94A	Vis à tête cruciforme avec fermeture or auto-coupant 2.0x17mm Ti Mini P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826350505
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	2.0x17mm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))