






## Fiche technique REF 68.95.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.95.33	Pince à plier les tôles pour le système 2.4 Reco Locking20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47637	GTIN	04046826127497
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,260	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		