








Fiche technique REF 68.95.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.95.37	Pince de maintien des plaques pour le système 2.421cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47637	GTIN	04046826127534
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,077	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	21cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		