






Fiche technique REF 68.95.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.95.44	Guide de perçage d/e p Système 2.4 Reco15.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826127602
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-930
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		