






## Fiche technique REF 68.95.67

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.95.67	Levier de coupe des plaques p Système 2.413.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826127824
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-041
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,080	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		