






Fiche technique REF 68.95.87A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.95.87A	Modèle de pliage for 68.95.16/17 + 68.95.16A/17A	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	60909	GTIN	04046826468194
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-645
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.0255 (Al 99,5%)		