






## Fiche technique REF 68.97.61A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.97.61A	vis en croix avec blocage violet auto-coupant 2.3x11mm Ti Mini	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826428877
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.3x11mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		