



## Fiche technique REF 68.98.21A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.98.21A	Vis avec fermeture or auto-coupant 2.4x7mm Ti star Grip P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826351519
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	2.4x7mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		