



Fiche technique REF 68.98.23A

11.12.2025


Données générales			
Référence	68.98.23A	Vis avec fermeture or auto-coupant 2.4x11mm Ti star Grip P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826351557
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Selbstschneidend
Self-tapping
Autofresante
Autofrauchlose
Autoflektante

Dimensions	2.4x11mm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))