



## Fiche technique REF 68.98.29A

11.12.2025

| Données générales   |                                     |  |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Référence   | 68.98.29A                           | Vis avec fermeture or auto-coupant 2.4x23mm Ti star Grip P/10  |                |
| Unité de vente  | boîte/10                            | No. de douane  | 90211090       |
| GMDN  | 61837                               | GTIN   | 04046826351670 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)                         | Code UMDNS   | 16-101         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI  |                |
| Poids (kg)  | 0,005                               | Mode d'emploi  | G689480        |
| Sans latex  | non applicable                      | Instructions de retraitement   | MPK06          |
|    |                                     |  |                |
| Medicon médias  |                                     |  |                |
| Image principale  |                                     | Image détaillée  |                |
|   |                                     |   |                |
| Dimensions  | 2.4x23mm                            | Revêtement   |                |
| Conditions de stockage  |                                     |  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                     |  |                |
| Matériaux   |                                     |  |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)    |  |                |
| Partie principale   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |  |                |