





Fiche technique REF 68.99.41

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.41	A-RPE vis pour modelage	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826446529
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	451.03.41 (prospectus ARPE Syst p l'expan palatine p ancrage osseux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		