






Fiche technique REF 68.99.42

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.42	A-RPE Vis à ancre auto-f12.5mm 2.0 Mini	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826446543
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689942
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
 			
Medicon médias	451.03.41 (prospectus ARPE Syst p l'expan palatine p ancrage osseux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	12.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		