






Fiche technique REF 68.99.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.43	A-RPE Vis à ancre auto-f15.5mm 2.0 Mini	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826466848
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689942
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK06
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		