






Fiche technique REF 68.99.63

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.63	Maxpander Capuchon à clipser	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90189084
GMDN	64609	GTIN	04046826466565
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-964
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	G686690
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		